



COVIDIEN

positive results for life™


Каталог продукции для герниопластики

СЕТЧАТЫЕ ИМПЛАНТАТЫ • ГЕРНИОСТЕПЛЕРЫ
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИМПЛАНТАТЫ • БАЛЛОННЫЕ ДИССЕКТОРЫ

ABSORBATAK™
ГЕРНИОСТЕПЛЕРЫ



PARIETEX™ OPTIMIZED
СЕТЧАТЫЕ ИМПЛАНТАТЫ




PERMACOL™
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ИМПЛАНТАТ



SPACEMAKER™ PLUS
БАЛЛОННЫЕ ДИССЕКТОРЫ



PROGRIP™ САМОФИКСИРУЮЩИЕСЯ
СЕТЧАТЫЕ ИМПЛАНТАТЫ*



*Фиксация имплантата на усмотрение хирурга (смотрите инструкцию)

Продукция для герниопластики

Эндоскопические баллонные диссекторы	3
Герниостеплеры	4
Permacol™ Биологический имплантат	6
Parietex™/Parietene™ Сетчатые имплантаты	7
Parietene™ Сетчатые имплантаты	13
Surgipro™ Сетчатые имплантаты	14

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ БАЛЛОННЫЕ ДИССЕКТОРЫ

Spacemaker™ Plus баллонные диссекторы

Код	Описание	Кол-во в коробке
SMBTTRND	Spacemaker™ Plus с круглым баллоном-диссектором Тупоконечный троакар Blunt Tip* с круглым баллоном-диссектором	3
SMBTTOVL	Spacemaker™ Plus с овальным баллоном-диссектором Тупоконечный троакар Blunt Tip* с овальным баллоном-диссектором	3
SMSBTRND	Spacemaker™ Plus структурный баллон (круглый) Троакар со структурным баллоном и круглым баллоном-диссектором	3
SMSBTOVL	Spacemaker™ Plus структурный баллон (овальный) Троакар со структурным баллоном и овальным баллоном-диссектором	3

PDB™ баллоны

Код	Описание	Кол-во в коробке
OMS-PDB1000	PDB™ (круглый) Круглый баллон-диссектор	5
OMS-PDBS2	PDB™ (почкообразный) Почкообразный баллон-диссектор	5

Extra View™ баллоны

Код	Описание	Кол-во в коробке
OMS-XB1	Extra View™ (круглый) Круглый баллон-диссектор	5
OMS-XB2	Extra View™ (овальный) Овальный баллон-диссектор	5

Структурный баллонный троакар

Код	Описание	Кол-во в коробке
OMS-T10SB	10 мм структурный баллонный троакар Встроенные конвертеры на 5 мм и 7/8 мм	5

*Продукт содержит латекс, смотрите в инструкции по применению.

ГЕРНИОСТЕПЛЕРЫ

AbsorbaTack™ 5 мм короткий

Герниостеплер с рассасывающимися скрепками. Для открытой хирургии

Код	Описание	Кол-во в коробке
ABSTACK20S	AbsorbaTack™ 5 мм одноразовый короткий Герниостеплер с 20 скрепками	6

AbsorbaTack™ 5 мм

Герниостеплер с рассасывающимися скрепками. Для лапароскопической хирургии

Код	Описание	Кол-во в коробке
ABSTACK30	AbsorbaTack™ 5 мм одноразовый Герниостеплер с 30 скрепками	6
ABSTACK15	AbsorbaTack™ 5 мм одноразовый Герниостеплер с 15 скрепками	

Stat Tack™

Герниостеплер

Код	Описание	Кол-во в коробке
OMS-TTSS	Stat Tack™ Герниостеплер с 15 титановыми спиральными скрепками	5

ProTack™ 5 мм

Одноразовый инструмент

Код	Описание	Кол-во в коробке
174006	ProTack™ 5 мм Одноразовый инструмент с 30 титановыми спиральными скрепками	6

Tacker™ 5 мм

Герниостеплер

Код	Описание	Кол-во в коробке
OMS-TTS	Tacker™ 5 мм Герниостеплер (5 одноразовых штоков/1 многоразовая ручка) Шток содержит 20 титановых спиральных скрепок (1 шт. в коробке)	5
OMS-TTH	Tacker™ Многоразовая ручка	5
OMS-TTSD	Tacker™ 5 мм одноразовый Герниостеплер (Одноразовые штоки для герниопластики)	5
OMS-TTSD30	Tacker™ 5 мм герниостеплер Герниостеплер (Содержит 30 титановых спиральных скрепок)	5

MultiFire VersaTack™

Одноразовый сшивающий аппарат с титановыми скрепками



Код	Цвет	Описание	Кол-во в коробке
174021		MultiFire VersaTack™ Сшивающий аппарат с 10 скрепками высотой 4.0 мм	6
174023		MultiFire VersaTack™ Сшивающий аппарат с 10 скрепками высотой 4.8 мм	6

MultiFire Endo Hernia™ 0°

Одноразовый изгибаемый сшивающий аппарат с титановыми скрепками



Код	Цвет	Описание	Кол-во в коробке
174027		MultiFire Endo Hernia™ 0° Сшивающий аппарат с 10 скрепками высотой 4.0 мм	6
174025		MultiFire Endo Hernia™ Сшивающий аппарат с 10 скрепками высотой 4.8 мм	6

Endo Universal™ 65°

Одноразовый сшивающий аппарат с титановыми скрепками



Код	Цвет	Описание	Кол-во в коробке
173054		Endo Universal™ 65° 12 мм Сшивающий аппарат с 10 скрепками высотой 4.0 мм	6
173052		Endo Universal™ 65° 12 мм Сшивающий аппарат с 10 скрепками высотой 4.8 мм	6

MultiFire Endo Hernia™

Одноразовые кассеты с титановыми скрепками

Для использования с герниостеплерами Endo Universal™ 65°,
MultiFire Endo Hernia™ 0° и MultiFire VersaTack™




Код	Цвет	Описание	Кол-во в коробке
174015		MultiFire Endo Hernia™ Одноразовая кассета с 10 скрепками высотой 4.0 мм	6
174007		MultiFire Endo Hernia™ Одноразовая кассета с 10 скрепками высотой 4.8 мм	6

PERMACOL™ БИОЛОГИЧЕСКИЙ ИМПЛАНТАТ

Permacol™ Биологический имплантат

Код	Описание	Толщина	Размер	Кол-во в коробке
5033-50	PERMACOL™	0.5 мм	3 x 3 см	1
5000-50	PERMACOL™	0.5 мм	5 x 5 см	1
5001-50	PERMACOL™	0.5 мм	5 x 10 см	1
5220-100	PERMACOL™	1.0 мм	2 x 20 см	1
5033-100	PERMACOL™	1.0 мм	3 x 3 см	1
5418-100	PERMACOL™	1.0 мм	4 x 18 см	1
5000-100	PERMACOL™	1.0 мм	5 x 5 см	1
5001-100	PERMACOL™	1.0 мм	5 x 10 см	1
5110-100	PERMACOL™	1.0 мм	10 x 10 см	1
5115-100	PERMACOL™	1.0 мм	10 x 15 см	1
5152-100	PERMACOL™	1.0 мм	15 x 20 см	1
5120-100	PERMACOL™	1.0 мм	18 x 28 см	1
5230-100	PERMACOL™	1.0 мм	20 x 30 см	1
5033-150	PERMACOL™	1.5 мм	3 x 3 см	1
5063-150	PERMACOL™	1.5 мм	3 x 6 см	1
5000-150	PERMACOL™	1.5 мм	5 x 5 см	1
5001-150	PERMACOL™	1.5 мм	5 x 10 см	1
5110-150	PERMACOL™	1.5 мм	10 x 10 см	1
5115-150	PERMACOL™	1.5 мм	10 x 15 см	1
5152-150	PERMACOL™	1.5 мм	15 x 20 см	1
5120-150	PERMACOL™	1.5 мм	18 x 28 см	1
5230-150	PERMACOL™	1.5 мм	20 x 30 см	1
5240-150	PERMACOL™	1.5 мм	20 x 40 см	1
5250-150	PERMACOL™	1.5 мм	20 x 50 см	1






Permacol™ Коллагеновая инъекция

Код	Объем (мл)	Кол-во в коробке
6000-200	2.5 мл	1

PARIETEX™ СЕТЧАТЫЕ ИМПЛАНТАТЫ – ПЛАСТИКА ПАХОВЫХ ГРЫЖ

Полиэстерные сетчатые имплантаты





Код	Описание	Кол-во в коробке
TEC1309	Parietex™ Гидрофильный сетчатый имплантат – 2-х мерная полиэстеровая сетка 13 x 9 см	1
TEC1510	Parietex™ Гидрофильный сетчатый имплантат – 2-х мерная полиэстеровая сетка 15 x 10 см	1
TEC1515	Parietex™ Гидрофильный сетчатый имплантат – 2-х мерная полиэстеровая сетка 15 x 15 см	1
TECR1510	Parietex™ Гидрофильный сетчатый имплантат – 2-х мерная полиэстеровая сетка 15 x 10 см	1
TECR1515	Parietex™ Гидрофильный сетчатый имплантат – 2-х мерная полиэстеровая сетка 15 x 15 см	1
TET1309	Parietex™ Гидрофильный сетчатый имплантат – 3-х мерная полиэстеровая сетка 13 x 9 см	1
TET1510	Parietex™ Гидрофильный сетчатый имплантат – 3-х мерная полиэстеровая сетка 15 x 10 см	1
TET1515	Parietex™ Гидрофильный сетчатый имплантат – 3-х мерная полиэстеровая сетка 15 x 15 см	1
TECRT6	Parietex™ Гидрофильный сетчатый имплантат – Plug Ø 6 см	1
TECRT8	Parietex™ Гидрофильный сетчатый имплантат – Plug Ø 8 см	1
PNP6x3	Parietex™ Plug & Patch система Ø 6 см	3
PNP8x3	Parietex™ Plug & Patch система Ø 8 см	3
TET1208DL	Parietex™ Гидрофильный сетчатый имплантат Левосторонняя анатомическая 3-х мерная полиэстеровая сетка 12 x 8 см	1
TET1208DR	Parietex™ Гидрофильный сетчатый имплантат Правосторонняя анатомическая 3-х мерная полиэстеровая сетка 12 x 8 см	1
TET1409DL	Parietex™ Гидрофильный сетчатый имплантат Левосторонняя анатомическая 3-х мерная полиэстеровая сетка 14 x 9 см	1
TET1409DR	Parietex™ Гидрофильный сетчатый имплантат Правосторонняя анатомическая 3-х мерная полиэстеровая сетка 14 x 9 см	1
TET1309D	Parietex™ Гидрофильный сетчатый имплантат 3-х мерная полиэстеровая сетка 13 x 9 см	1
TEM1208GR	ProGrip™ Самофиксирующийся сетчатый имплантат Правосторонняя анатомическая – полиэстеровая основа 12 x 8 см	1
TEM1208GL	ProGrip™ Самофиксирующийся сетчатый имплантат Левосторонняя анатомическая – полиэстеровая основа 12 x 8 см	1
TEM1409GR	ProGrip™ Самофиксирующийся сетчатый имплантат Правосторонняя анатомическая – полиэстеровая основа 14 x 9 см	1
TEM1409GL	ProGrip™ Самофиксирующийся сетчатый имплантат Левосторонняя анатомическая – полиэстеровая основа 14 x 9 см	1
TEM1509G	ProGrip™ Самофиксирующийся сетчатый имплантат Полиэстеровая основа 15 x 9 см	1
TEM1515G	ProGrip™ Самофиксирующийся сетчатый имплантат Полиэстеровая основа 15 x 15 см	1




PARIETEX™ СЕТЧАТЫЕ ИМПЛАНТАТЫ – ПЛАСТИКА ПАХОВЫХ ГРЫЖ

Полиэстеровые сетчатые имплантаты

Код	Описание	Кол-во в коробке
TEC1410DP	Parietex™ Гидрофильный сетчатый имплантат 2-х мерная полиэстеровая сетка 14 x 10 см	1
TEC1410P5	Parietex™ Гидрофильный сетчатый имплантат 2-х мерная полиэстеровая сетка 14 x 10 см	1
TEC1410PI	Parietex™ Гидрофильный сетчатый имплантат 2-х мерная полиэстеровая сетка 14 x 10 см	1
TEC1410DPI	Parietex™ Гидрофильный сетчатый имплантат 2-х мерная полиэстеровая сетка 14 x 10 см	1
TECT1510ADP3IL	Parietex™ Гидрофильный анатомический сетчатый имплантат Левосторонняя анатомическая – полиэстеровая основа 15 x 10 см	1
TECT1510ADP3IR	Parietex™ Гидрофильный анатомический сетчатый имплантат Правосторонняя анатомическая – полиэстеровая основа 15 x 10 см	1
TECT1510AIL	Parietex™ Гидрофильный анатомический сетчатый имплантат Левосторонняя анатомическая – полиэстеровая основа 15 x 10 см	1
TECT1510AIR	Parietex™ Гидрофильный анатомический сетчатый имплантат Правосторонняя анатомическая – полиэстеровая основа 15 x 10 см	1
TECR1510I	Parietex™ Гидрофильный сетчатый имплантат 2-х мерная полиэстеровая сетка	1
TECT1309AL	Parietex™ Гидрофильный анатомический сетчатый имплантат Левосторонняя анатомическая – полиэстеровая основа 13 x 9 см	1
TECT1309AR	Parietex™ Гидрофильный анатомический сетчатый имплантат Правосторонняя анатомическая – полиэстеровая основа 13 x 9 см	1
TECT1510AL	Parietex™ Гидрофильный анатомический сетчатый имплантат Левосторонняя анатомическая – полиэстеровая основа 15 x 10см	1
TECT1510AR	Parietex™ Гидрофильный анатомический сетчатый имплантат Правосторонняя анатомическая – полиэстеровая основа 15 x 10см	1
TECR1510AL	Parietex™ Гидрофильный анатомический сетчатый имплантат Левосторонняя анатомическая – полиэстеровая основа 15 x 10 см	1
TECR1510AR	Parietex™ Гидрофильный анатомический сетчатый имплантат Правосторонняя анатомическая – полиэстеровая основа 15 x 10 см	1
TECT1612AL	Parietex™ Гидрофильный анатомический сетчатый имплантат Левосторонняя анатомическая – полиэстеровая основа 16 x 12см	1
TECT1612AR	Parietex™ Гидрофильный анатомический сетчатый имплантат Правосторонняя анатомическая – полиэстеровая основа 16 x 12см	1
TECT1510ADP2L	Parietex™ Гидрофильный анатомический сетчатый имплантат Левосторонняя анатомическая – полиэстеровая основа 15 x 10 см	1
TECT1510ADP2R	Parietex™ Гидрофильный анатомический сетчатый имплантат Правосторонняя анатомическая – полиэстеровая основа 15 x 10см	1




PARIETEX™ & PARIETENE™ ХИРУРГИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ ИМПЛАНТАТЫ – ПЛАСТИКА ПАХОВЫХ ГРЫЖ





Полиэстеровые сетки

Код	Описание	Кол-во в коробке
TSM1106	Parietex™ Облегченный гидрофильный сетчатый имплантат Монофиламентная полиэстеровая сетка 6 x 11 cm	1
TSM1106x3	Parietex™ Облегченный гидрофильный сетчатый имплантат Монофиламентная полиэстеровая сетка 6 x 11 cm	3
TSM1510	Parietex™ Облегченный гидрофильный сетчатый имплантат Монофиламентная полиэстеровая сетка 15 x 10 cm	1
TSM1510X3	Parietex™ Облегченный гидрофильный сетчатый имплантат Монофиламентная полиэстеровая сетка 15 x 10 cm	3
TSM1515	Parietex™ Облегченный гидрофильный сетчатый имплантат Монофиламентная полиэстеровая сетка 15 x 15 cm	1
TSM1515X3	Parietex™ Облегченный гидрофильный сетчатый имплантат Монофиламентная полиэстеровая сетка 15 x 15 cm	3





Полипропиленовые сетчатые имплантаты

Код	Описание	Кол-во в коробке
PP0611X3	Parietene™ Плоский сетчатый имплантат Монофиламентная полипропиленовая сетка 6 x 11 cm	3
PP1510X3	Parietene™ Плоский сетчатый имплантат Монофиламентная полипропиленовая сетка 15 x 10 cm	3
PP1515	Parietene™ Плоский сетчатый имплантат Монофиламентная полипропиленовая сетка 15 x 15 cm	1
PPL0611X3	Parietene™ Облегченный сетчатый имплантат Монофиламентная полипропиленовая сетка 6 x 11 cm	3
PPL1510X3	Parietene™ Облегченный сетчатый имплантат Монофиламентная полипропиленовая сетка 15 x 10 cm	3
PPL1515	Parietene™ Облегченный сетчатый имплантат Монофиламентная полипропиленовая сетка 15 x 15 cm	1
PP1208DL	ProGrip™ Самофиксирующийся сетчатый имплантат Левосторонняя анатомическая сетка на полипропиленовой основе 12 x 8 cm	1
PP1208DR	ProGrip™ Самофиксирующийся сетчатый имплантат Правосторонняя анатомическая сетка на полипропиленовой основе 12 x 8 cm	1
PP1509G	ProGrip™ Самофиксирующийся сетчатый имплантат Сетка на полипропиленовой основе 15 x 9 cm	1



PARIETEX™ & PARIETENE™ ХИРУРГИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ ИМПЛАНТАТЫ – ВЕНТРАЛЬНЫЕ/ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ГРЫЖИ


Экстраперитонеальное размещение



Код	Описание	Кол-во в коробке
TEC2020	Parietex™ Гидрофильный сетчатый имплантат – 2-х мерная полиэстеровая сетка 20 x 20 см	1
TEC3030	Parietex™ Гидрофильный сетчатый имплантат – 2-х мерная полиэстеровая сетка 30 x 30 см	1
TECR3030	Parietex™ Гидрофильный сетчатый имплантат – 2-х мерная полиэстеровая сетка 30 x 30 см	1
TET2020	Parietex™ Гидрофильный сетчатый имплантат – 3-х мерная полиэстеровая сетка 20 x 20 см	1
TET3030	Parietex™ Гидрофильный сетчатый имплантат – 3-х мерная полиэстеровая сетка 30 x 30 см	1
TET5050	Parietex™ Гидрофильный сетчатый имплантат – 3-х мерная полиэстеровая сетка 50 x 50 см	1
TSM2020	Parietex™ Облегченный гидрофильный сетчатый имплантат Монофиламентная полиэстеровая сетка 20 x 20 см	1
TSM2020X3	Parietex™ Облегченный гидрофильный сетчатый имплантат Монофиламентная полиэстеровая сетка 20 x 20 см	3
TSM3030	Parietex™ Облегченный гидрофильный сетчатый имплантат Монофиламентная полиэстеровая сетка 30 x 30 см	1
TSM3015	Parietex™ Облегченный гидрофильный сетчатый имплантат Монофиламентная полиэстеровая сетка 30 x 15 см	1
TSM4530	Parietex™ Облегченный гидрофильный сетчатый имплантат Монофиламентная полиэстеровая сетка 45 x 30 см	1
PP2020	Parietene™ Плоский сетчатый имплантат Монофиламентная полипропиленовая сетка 20 x 20 см	1
PP3030	Parietene™ Плоский сетчатый имплантат Монофиламентная полипропиленовая сетка 30 x 30 см	1
PPL2020	Parietene™ Облегченный сетчатый имплантат Монофиламентная полипропиленовая сетка 20 x 20 см	1
PPL3030	Parietene™ Облегченный сетчатый имплантат Монофиламентная полипропиленовая сетка 30 x 30 см	1
PXL3032	Parietene™ Облегченный сетчатый имплантат Монофиламентная полипропиленовая сетка 30 x 32 см	1
TEM2015G	Parietex ProGrip™ Самофиксирующийся сетчатый имплантат Полиэстеровая сетка 20 x 15 см	1
TEM3015G	Parietex ProGrip™ Самофиксирующийся сетчатый имплантат Полиэстеровая сетка 30 x 15 см	1


Интраперитонеальное размещение (IPOM)

Код	Описание	Кол-во в коробке
PCO9FX	Parietex™ Optimized Composite (PCOx) сетчатый имплантат Композитный полиэстеровый сетчатый имплантат с рассасывающимся коллагеновым покрытием и нитями для фиксации 9 см круглый	1
PCO12FX	Parietex™ Optimized Composite (PCOx) сетчатый имплантат Композитный полиэстеровый сетчатый имплантат с рассасывающимся коллагеновым покрытием и нитями для фиксации 12 см круглый	1
PCO15FX	Parietex™ Optimized Composite (PCOx) сетчатый имплантат Композитный полиэстеровый сетчатый имплантат с рассасывающимся коллагеновым покрытием и нитями для фиксации 15 см круглый	1
PCO20FX	Parietex™ Optimized Composite (PCOx) сетчатый имплантат Композитный полиэстеровый сетчатый имплантат с рассасывающимся коллагеновым покрытием и нитями для фиксации 20 см круглый	1
PCO1510FX	Parietex™ Optimized Composite (PCOx) сетчатый имплантат Композитный полиэстеровый сетчатый имплантат с рассасывающимся коллагеновым покрытием и нитями для фиксации 15 x 10 см прямоуг.	1
PCO2015FX	Parietex™ Optimized Composite (PCOx) сетчатый имплантат Композитный полиэстеровый сетчатый имплантат с рассасывающимся коллагеновым покрытием и нитями для фиксации 20 x 15 см прямоуг.	1
PCO2520FX	Parietex™ Optimized Composite (PCOx) сетчатый имплантат Композитный полиэстеровый сетчатый имплантат с рассасывающимся коллагеновым покрытием и нитями для фиксации 25 x 20 см прямоуг.	1
PCO3020FX	Parietex™ Optimized Composite (PCOx) сетчатый имплантат Композитный полиэстеровый сетчатый имплантат с рассасывающимся коллагеновым покрытием и нитями для фиксации 30 x 20 см прямоуг.	1
PCO3728FX	Parietex™ Optimized Composite (PCOx) сетчатый имплантат Композитный полиэстеровый сетчатый имплантат с рассасывающимся коллагеновым покрытием и нитями для фиксации 37 x 28 см прямоуг.	1
PCO8OSX	Parietex™ Optimized Composite (PCOx) сетчатый имплантат Для открытой хирургии - 8 см Round	1
PCO1510OSX	Parietex™ Optimized Composite (PCOx) сетчатый имплантат Для открытой хирургии - 15 x 10 см	1
PCO2015OSX	Parietex™ Optimized Composite (PCOx) сетчатый имплантат Для открытой хирургии - 20 x 15 см	1
PCO2520OSX	Parietex™ Optimized Composite (PCOx) сетчатый имплантат Для открытой хирургии - 25 x 20 см	1
PCO3020OSX	Parietex™ Optimized Composite (PCOx) сетчатый имплантат Для открытой хирургии - 30 x 20 см	1



Все синтетические сетчатые имплантаты PCOX можно приобрести без нитей для фиксации: коды без F (PCO9X, PCO12X, PCO15X, PCO20X, PCO1510X, PCO2015X, PCO2520X, PCO3020X, PCO3728X)


PARIETEX™ СЕТЧАТЫЕ ИМПЛАНТАТЫ – ВЕНТРАЛЬНЫЕ/ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ГРЫЖИ



Код	Описание	Кол-во в коробке
PCO2H1	Parietex™ Composite (PCO) Сетчатый имплантат Сердцевидная сетка для диафрагмальных грыж 8 x 8 см	1



PCO2H3	Parietex™ Composite (PCO) Сетчатый имплантат Подковообразная сетка для диафрагмальных грыж 9 x 8 см	1
--------	---	---



PCO2H4	Parietex™ Composite (PCO) Сетчатый имплантат Подковообразная сетка для диафрагмальных грыж 8.5 x 8 см	1
--------	---	---

Parietex™ Парастомальные сетчатые имплантаты Разработаны для прямой и не прямой техник



Код	Описание	Кол-во в коробке
PCOPM15	Parietex™ Composite (PCO) Сетчатый имплантат для не прямой техники наложения, 15 см	1





PCOPM20	Parietex™ Composite (PCO) Сетчатый имплантат для не прямой техники наложения, 20 см	1
---------	---	---

PCOPM15H35	Parietex™ Composite (PCO) Сетчатый имплантат для прямой техники наложения, 15 см/35 мм	1
------------	--	---

PCOPM15H50	Parietex™ Composite (PCO) Сетчатый имплантат для прямой техники наложения, 15 см/50 мм	1
------------	--	---

PARIETENE™ СЕТЧАТЫЕ ИМПЛАНТАТЫ – ВЕНТРАЛЬНЫЕ/ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ГРЫЖИ

Интраперитонеальное размещение (IPOM)

	Код	Описание	Кол-во в коробке
	PPC12	Parietene™ Composite (PPC) Объемный монофиламентный полипропиленовый сетчатый имплантат с рассасывающейся коллагеновой пленкой Ø 12 см	1
	PPC1510	Parietene™ Composite (PPC) Объемный монофиламентный полипропиленовый сетчатый имплантат с рассасывающейся коллагеновой пленкой 15 x 10 см	1
	PPC1515	Parietene™ Composite (PPC) Объемный монофиламентный полипропиленовый сетчатый имплантат с рассасывающейся коллагеновой пленкой 15 x 15 см	1
	PPC2015	Parietene™ Composite (PPC) Объемный монофиламентный полипропиленовый сетчатый имплантат с рассасывающейся коллагеновой пленкой 20 x 15 см	1
	PPC2520	Parietene™ Composite (PPC) Объемный монофиламентный полипропиленовый сетчатый имплантат с рассасывающейся коллагеновой пленкой 25 x 20 см	1
	PPC3020	Parietene™ Composite (PPC) Объемный монофиламентный полипропиленовый сетчатый имплантат с рассасывающейся коллагеновой пленкой 30 x 20 см	1

SURGIPRO™ СЕТЧАТЫЕ ИМПЛАНТАТЫ



Surgipro™ Монофиламентный полипропиленовый сетчатый имплантат

Описание: Surgipro™ Монофиламентная полипропиленовая сетка

Код	Размер	Кол-во в коробке
SPMM14	2.5 x 10 см	3
SPMM24	5 x 10.2 см	1
SPMM35	8 x 13 см	3
SPMM46	10 x 15 см	3
SPMM66	15 x 15 см	3
SPMM149	35 x 22 см	1



Surgipro™ Мультифиламентный полипропиленовый неокрашенный сетчатый имплантат

Описание: Surgipro™ Монофиламентная полипропиленовая сетка (неокрашенная)

Код	Размер	Кол-во в коробке
SPM14	2.5 x 10 см	3
SPM35	8 x 13 см	3
SPM149	35 x 22 см	1



Surgipro™ Мультифиламентный полипропиленовый неокрашенный сетчатый имплантат открытого плетения

Описание: Surgipro™ Монофиламентная полипропиленовая сетка открытого плетения

Код	Размер	Кол-во в коробке
SPM14W	2.5 x 10 см	3
SPM35W	8 x 13 см	3
SPM66W	15 x 15 см	3
SPM149W	35 x 22 см	1

SURGIPRO™ СЕТЧАТЫЕ ИМПЛАНТАТЫ

Surgipro™

Plug and Patch

Код	Размер		Кол-во в коробке
SMPL01	3.8 см диаметр	Surgipro™ Plug Большая	2
	3.8 x 4.2 см	Surgipro™ Patch Большая	2
SMPM02	2.8 см диаметр	Surgipro™ Plug Средняя	2
	3.5 x 2.5 см	Surgipro™ Patch Средняя	2
SMHP01	13.6 x 5.7 см	Surgipro™ Patch	3
SMHP02	9.5 x 4.5 см	Surgipro™ Patch	3



COVIDIEN

COVIDIEN, COVIDIEN с логотипом и "positive results for life" являются зарегистрированными торговыми марками Covidien AG или аффилированных структур. © 2012 Covidien. Все права защищены.

Официальный представитель
Корпорации «Ковидиен» в России
ООО «Ковидиен Евразия»

115054 Москва, ул. Дубининская,
дом 53, стр. 5

Тел.: (495) 933-6469
Факс: (495) 933-6468

[RUS@COVIDIEN.COM](mailto:rus@COVIDIEN.COM)
WWW.COVIDIEN.COM