




COVIDIEN

positive results for life™



НАДЕЖНО. БЫСТРО. ЭФФЕКТИВНО.

V-Loc™ Инструмент ушивания раны

Каталог продукции

Инструмент ушивания раны V-Loc™ – это революционная технология, обеспечивающая оптимальные клинические результаты, благодаря безузловому способу закрытия раны.

Настоящий каталог содержит информацию о доступных размерах шовного материала с иглами.

V-LOC™ 90

Рассасывающийся инструмент ушивания раны



ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ПРЕМИУМ ▼	Длина	Цвет	Штук в коробке	USP	4-0	3-0	2-0	0
				M	1.5	2	3	3.5
3/8 Круга 16 мм  P-11	12" 30 см	Неокраш.	12		VLOCM1413 ❖	VLOCM1414 ❖		
	18" 45 см	Неокраш.	12		VLOCM1423 ❖	VLOCM1424 ❖		
3/8 Круга 19 мм  P-12	6" 15 см	Неокраш.	12		VLOCM0003 ❖	VLOCM0004 ❖	VLOCM0005	
	12" 30 см	Неокраш.	12		VLOCM0013 ❖	VLOCM0014 ❖	VLOCM0015	
	18" 45 см	Неокраш.	12		VLOCM0023 ❖	VLOCM0024 ❖	VLOCM0025	
	23" 58 см	Неокраш.	12		VLOCM0033 ❖	VLOCM0034 ❖	VLOCM0035	
3/8 Круга 24 мм  P-14	9" 23 см	Неокраш.	12			VLOCM3244 ❖		
	12" 30 см	Неокраш.	12		VLOCM0113 ❖	VLOCM0114 ❖	VLOCM0115	
	18" 45 см	Неокраш.	12		VLOCM0123 ❖	VLOCM0124 ❖	VLOCM0125	
	23" 58 см	Неокраш.	12		VLOCM0133 ❖	VLOCM0134 ❖	VLOCM0135	
3/8 Круга 30 мм  P-17	18" 45 см	Неокраш.	12			VLOCM1824		
КОЛЮЩАЯ ☉								
3/8 Круга 17 мм  CV-15	6" 15 см	Фиолет.	12		VLOCM1203 ❖	VLOCM1204 ❖		

V-LOC™ 90

Рассасывающийся инструмент ушивания раны





КОЛЮЩАЯ 	Длина	Цвет	Штук в коробке	USP	4-0	3-0	2-0	0
				M	1.5	2	3	3.5
1/2 Круга 17 мм  CV-23	6" 15 см	Фиолет.	12			VLOCM0804 ❖		
	6" 15 см	Неокраш.	12			VLOCM1904 ❖		
	9" 23 см	Фиолет.	12		VLOCM0843	VLOCM0844 ❖		
	9" 23 см	Неокраш.	12			VLOCM1944 ❖		
	12" 30 см	Фиолет.	12		VLOCM0813 ❖	VLOCM0814 ❖		
	18" 45 см	Фиолет.	12		VLOCM0823 ❖	VLOCM0824 ❖		
1/2 Круга 26 мм  V-20	6" 15 см	Фиолет.	12		VLOCM0603 ❖	VLOCM0604 ❖		
	6" 15 см	Неокраш.	12			VLOCM2004 ❖		
	9" 23 см	Фиолет.	12		VLOCM0643 ❖	VLOCM0644 ❖		
	9" 23 см	Неокраш.	12			VLOCM2044 ❖		
	12" 30 см	Фиолет.	12		VLOCM0613 ❖	VLOCM0614 ❖		
	18" 45 см	Фиолет.	12		VLOCM0623 ❖	VLOCM0624 ❖	VLOCM0625	
1/2 Круга 30 мм  V-30	9" 23 см	Фиолет.	12			VLOCM1544	VLOCM1545	
1/2 Круга 27 мм  GS-22	6" 15 см	Фиолет.	12				VLOCM2105	VLOCM2106
	6" 15 см	Неокраш.	12				VLOCM2205	
	9" 23 см	Фиолет.	12				VLOCM2145	VLOCM2146
	9" 23 см	Неокраш.	12				VLOCM2245	
	12" 30 см	Фиолет.	12				VLOCM2115	VLOCM2116

V-LOC™ 90

Рассасывающийся инструмент ушивания раны



КОЛЮЩАЯ 	Длина	Цвет	Штук в коробке	USP	4-0	3-0	2-0	0
				M	1.5	2	3	3.5
1/2 Круга 37 мм  GS-21	6" 15 см	Фиолет.	12				VLOCM0305	VLOCM0306
	9" 23 см	Фиолет.	12			VLOCM0344	VLOCM0345	VLOCM0346
	12" 30 см	Фиолет.	12			VLOCM0314	VLOCM0315	VLOCM0316
	18" 45 см	Фиолет.	12			VLOCM0324		VLOCM3226
5/8 Круга 27 мм  GU-46	6" 15 см	Фиолет.	12			VLOCM1704		
	9" 23 см	Фиолет.	12			VLOCM1744		
ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ПРЯМАЯ 								
Прямая 51 мм  SC-1	18" 45 см	Неокраш.	12		VLOCM1623	VLOCM1624		
Прямая 60 мм  SC-2	18" 45 см	Неокраш.	12		VLOCM0223	VLOCM0224		

V-LOC™ 180

Рассасывающийся инструмент ушивания раны






ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ПРЕМИУМ ▼	Длина	Цвет	Штук в коробке	USP	4-0	3-0	2-0	0
				M	1.5	2	3	3.5
3/8 Круга 16 мм  P-11	12" 30 см	Неокраш.	12		VLOCL1413 ❖			
3/8 Круга 19 мм  P-12	6" 15 см	Неокраш.	12		VLOCL0003 ❖	VLOCL0004		
	12" 30 см	Неокраш.	12		VLOCL0013 ❖	VLOCL0014	VLOCL0015	
	18" 45 см	Неокраш.	12		VLOCL0023 ❖	VLOCL0024	VLOCL0025	
	23" 58 см	Неокраш.	12		VLOCL0033 ❖			
	24" 60 см	Неокраш.	12			VLOCL0034	VLOCL0035	
3/8 Круга 24 мм  P-14	12" 30 см	Неокраш.	12		VLOCL0113 ❖	VLOCL0114	VLOCL0115	
	18" 45 см	Неокраш.	12		VLOCL0123 ❖	VLOCL0124	VLOCL0125	
	23" 58 см	Неокраш.	12		VLOCL0133 ❖			
	24" 60 см	Неокраш.	12			VLOCL0134	VLOCL0135	
КОЛЮЩАЯ ☉								
1/2 Круга 17 мм  CV-23	6" 15 см	Зеленый	12		VLOCL0803 ❖	VLOCL0804		
	9" 23 см	Зеленый	12		VLOCL0843 ❖	VLOCL0844 ❖		
	12" 30 см	Зеленый	12		VLOCL0813 ❖	VLOCL0814		
	18" 45 см	Зеленый	12			VLOCL0824		
1/2 Круга 26 мм  V-20	6" 15 см	Зеленый	12		VLOCL0603 ❖	VLOCL0604 ❖		
	9" 23 см	Зеленый	12		VLOCL0643 ❖	VLOCL0644 ❖		
	12" 30 см	Зеленый	12		VLOCL0613 ❖	VLOCL0614 ❖	VLOCL0615	
	18" 45 см	Зеленый	12			VLOCL0624 ❖	VLOCL0625	
1/2 Круга 30 мм  V-30	9" 23 см	Зеленый	12			VLOCL1544	VLOCL1545	

V-LOC™ 180

Рассасывающийся инструмент ушивания раны



КОЛЮЩАЯ 	Длина	Цвет	Штук в коробке	M USP	4-0	3-0	2-0	0
					1.5	2	3	3.5
1/2 Круга 37 мм  GS-21	6" 15 см	Зеленый	12				VLOCL0305	VLOCL0306
	9" 23 см	Зеленый	12			VLOCL0344	VLOCL0345	VLOCL0346
	12" 30 см	Зеленый	12			VLOCL0314	VLOCL0315	VLOCL0316
	18" 45 см	Зеленый	12			VLOCL0324	VLOCL0325	VLOCL0326
	24" 60 см	Зеленый	12				VLOCL0335	VLOCL0336
1/2 Круга 27 мм  GS-22	6" 15 см	Зеленый	12				VLOCL2105	
	9" 23 см	Зеленый	12				VLOCL2145	
1/2 Круга 48 мм  GS-25	12" 30 см	Зеленый	12					VLOCL0416
	18" 45 см	Зеленый	12					VLOCL0426
	24" 60 см	Зеленый	12					VLOCL0436
1/2 Круга 65 мм  GS-26	18" 45 см	Зеленый	12				VLOCL0525	VLOCL0526
	24" 60 см	Зеленый	12				VLOCL0535	VLOCL0536
ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ПРЯМАЯ 								
Прямая 51 мм  SC-1	18" 45 см	Неокраш.	12		VLOCL1623	VLOCL1624		
Прямая 60 мм  SC-2	18" 45 см	Неокраш.	12		VLOCL0223	VLOCL0224		

V-LOC™ PBT

Нерассасывающийся инструмент ушивания раны



ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ПРЕМИУМ ▼	Длина	Цвет	Штук в коробке	USP	3-0	2-0	0	1
				M	2	3	3,5	4
3/8 Круга 19 мм  P-12	12" 30 см	Голубой	12		VLOCN0014 ❖			
КОЛЮЩАЯ ☉								
	12" 30 см	Голубой	12		VLOCN0814 ❖			
	18" 45 см	Голубой	12		VLOCN0824 ❖			
1/2 Круга 26 мм  V-20	6" 15 см	Голубой	12		VLOCN0604 ❖	VLOCN0605		
	9" 23 см	Голубой	12		VLOCN0644			
	12" 30 см	Голубой	12		VLOCN0614 ❖	VLOCN0615		
	18" 45 см	Голубой	12		VLOCN0624 ❖			
1/2 Круга 37 мм  GS-21	6" 15 см	Голубой	12			VLOCN0306	VLOCN0305	
	18" 45 см	Голубой	12			VLOCN0325	VLOCN0326	VLOCN0327
1/2 Круга 27mm  GS-22	18" 45 см	Голубой	12			VLOCN1125	VLOCN1126	

	V-Loc™ 90	V-Loc™ 180	V-Loc™ PBT
Сохранение прочности	7 дней – 90%; 14 дней – 75%	7 дней – 80%; 14 дней – 75%; 21 день – 65%	Постоянное
Рассасывание	90-110 дней	180 дней	Не рассасывается
Применение	Сопоставление мягких тканей с использованием рассасывающихся материалов	Сопоставление мягких тканей с использованием рассасывающихся материалов	Сопоставление мягких тканей
Цвет	Неокрашенный, фиолетовый	Неокрашенный, зеленый	Голубой
Состав	Гликолид, диоксанон и триметилен карбонат	Сополимер полигликолевой кислоты и триметилен карбонат	Полибутестер
Стерилизация	Этилена оксид	Этилена оксид	Этилена оксид
Показания	V-Loc™ 90, V-Loc™ 180 и V-Loc PBT предназначены для сопоставления мягких тканей. Безопасность и эффективность V-Loc™ 90, V-Loc™ 180 и V-Loc PBT не установлена для однопорядковых межкишечных и сосудистых анастомозов, для ушивания твердой оболочки, в офтальмохирургии.		

www.covidien.com/vloc

ВАЖНО: Для получения дополнительной информации о применении, показаниях, противопоказаниях, предупреждениях и предостережениях, пожалуйста, изучите инструкцию.



COVIDIEN

COVIDIEN, COVIDIEN с логотипом и "positive results for life" являются зарегистрированными торговыми марками Covidien AG или аффилированных структур.
© 2013 Covidien. Все права защищены.

Официальный представитель
Корпорации «Ковидиен» в России
ООО «Ковидиен Евразия»

115054 Москва, ул. Дубининская,
дом 53, стр. 5

Тел.: (495) 933-6469
Факс: (495) 933-6468

RUS@COVIDIEN.COM
WWW.COVIDIEN.COM